

**ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI**

Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma  
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04

## **AGITATORE MAXI MIXER VORTEX**

**MOD. 714/R  
CON REGOLATORE DI VELOCITA'**

**COD. 29970030**

**CODICE CIVAB ALAASAM7**



**CE**

**ASAL s.r.l.** Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: [info@asal.it](mailto:info@asal.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

## DESCRIZIONE

L'agitatore Maxi Mixer Vortex 714/R permette di agitare provette di differenti forme e dimensioni.

Dotato di regolatore di velocità da 50 a 900 giri/min.

Costruzione esterna in acciaio verniciato a polvere antiacida.

Coppetta di agitazione in neoprene Ø 25 mm. Piedini di appoggio a ventosa in gomma.

Ampiezza vibrazione 3.7 mm.

Interruttore generale luminoso.


## CARATTERISTICHE

### DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 130 x 200 x 150 mm.
- ◆ Peso: Kg. 4
- ◆ Velocità coppetta: 50-900 giri/min

### DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento: 70 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 0.5 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE  
EU DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio**  
*The under written as manufacturer declares that the unit*

Denominazione apparecchio / Description:  
**AGITATORE MAXI MIXER / MAXI MIXER VORTEX**

Modello / Model:  
**714/R**  
**CON REGOLATORE DI VELOCITA' / WITH SPEED REGULATOR**

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:  
**230V - 50 Hz**

Fusibili di protezione / Overload fuses:  
**2 x 0,5 AF (5X20) mm.**

Grado di protezione / Protection grade:  
**IP**

Assorbimento / Electrical input:  
**70 W**

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / *it is in conformity with the following directives:*  
**2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU**

alla seguente Norma Europea / *with the following european standard:*  
**EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051, EN 61326-1:2013, EN ISO 12100:2010**

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*  
**D.lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/UE)**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible:*  
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),  
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

**ASAL s.r.l**  
Il Legale Rappresentante  
The legal Representative  
Elisa Tivelli

