


## AGITATORE A PIATTO ROTANTE

MOD. 712

COD. 29970001

CODICE CIVAB ALAASA72



## DESCRIZIONE

L'agitatore a piatto rotante modello 712 è particolarmente adatto per rendere e mantenere omogenei campioni di sangue e sospensioni cellulari.

Disco rotante munito di 36 clips con inclinazione a 57° o 63°.

Il disco è munito di frizione che permette l'inserimento o l'espulsione di provette senza fermare l'apparecchio. Rotazione costante a 12 giri/minuto.

Disco con clips portaprovette di vari diametri: 9/13, 14/16, 22, 30, 50. Il disco può essere configurato con clips portaprovette differenti.

Costruzione esterna in acciaio verniciato con polvere antiacida.

Interruttore generale e spia luminosa di accensione.


## CARATTERISTICHE

### DATI TECNICI

- Dimensioni disco Ø 240 mm. – 36 clips
- Dimensione d'ingombro LxPxA: 315 x 280 x 300 mm.
- Peso 6 Kg.

### DATI ELETTRICI

- Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz.
- Assorbimento 10 W
- Fusibili di protezione 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.
- Presa di collegamento rete 10 A



- 1 Fusibili di protezione
- 2 Presa per cavo di rete
- 3 Interruttore generale
- 4 Spia luminosa di accensione

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE  
EU DECLARATION OF CONFORMITY**



**Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio  
The under written as manufacturer declares that the unit**

Denominazione apparecchio / Description:  
**AGITATORE A PIATTO ROTANTE / ROTATING PLATE STIRRER**

Modello / Model:

**712**

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

**230V - 50 Hz**

Fusibili di protezione / Overload fuses:

**2 x 0.5 AF (5x20) mm.**

Grado di protezione / Protection grade:

**I°**

Assorbimento / Electrical input:

**10 W**

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:  
**2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU**

alla seguente Norma Europea / with the following european standard:  
**EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051, EN 61326-1:2013, EN ISO 12100:2010**

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:  
**D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008**

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / *technical file responsible*:  
**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),  
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

**ASAL s.r.l**  
Il Legale Rappresentante  
The legal Representative  
Elisa Tivelli

